


Brassard Conique Rigide Microlife pour Tensiomètre Watch BP OFFICE

REF : DMIC0039



DESCRIPTION - CARACTERISTIQUES

- L'utilisation d'un brassard de mauvaise taille est la cause majeure d'erreurs de mesure de la tension artérielle.
- Les brassards ne contiennent pas de latex ni de PVC
- Brassard préformé pour un niveau de confort optimal
- Compatible avec toutes les circonférences de bras ordinaires
- DMIC0039 – Taille M-L, 22-42 cm